

Scheda Tecnica

Generale

Codice articolo: 9705EPDM

Descrizione: EPDM Spruzzino nebulizzatore a pompa capacità 1000 ml

Scarica: elenco delle resistenze



Caratteristiche

Lo spruzzino nebulizzatore a pompa EPDM Colad è dotato di O-ring EPDM (neri) per resistere a DIVERSE sostanze quali, per esempio, acetone, alcool benzilico, butanolo (alcool butilico), olio di ricino A371, ecc.: consultare l'elenco delle RESISTENZE per conoscere tutti i liquidi. Progettato per adattarsi perfettamente alla verniciatura.

- La pistola a spruzzo azionata a pompa per liquidi Colad è priva di silicone.
- Il contenitore è trasparente.

Contenuto: 1.000 ml.

Confezione: 1 pezzo.

Unità di imballaggio: 6 pezzi per scatola, ciascuno in un sacchetto di plastica.

Annotazioni

Resistenza dello spruzzino nebulizzatore a pompa EPDM Colad

Per scegliere il tipo di spruzzino nebulizzatore a pompa corretto per la propria verniciatura verificare l'elenco delle resistenze delle sostanze chimiche.

Sono disponibili due tipi di spruzzini nebulizzatori a pompa:

- Lo spruzzino nebulizzatore a pompa Colad "originale" (art. n. 9705/9705Z) dotato di O-ring VKM/Viton, riconoscibile dal manico e dalla pompa di colore rosso e dalle guarnizioni interne verdi.
- Lo spruzzino nebulizzatore a pompa Colad EPDM (art. n. 9705EPDM) dotato di O-ring EPDM, riconoscibile dalla pompa completamente nera sulla parte superiore e dalle guarnizioni interne anch'esse nere.

Nell'elenco delle resistenze sono presenti tutti i tipi di materiali. Verificare il materiale per il **recipiente** dello spruzzino nebulizzatore a pompa e per le **guarnizioni** dello stesso. Entrambi possono essere danneggiati dalle sostanze chimiche. Spiegazioni delle marcature riportate nell'elenco:

A = resistente;

B = parzialmente resistente;

C = non resistente;

X = sconosciuto, nessun dato disponibile.



Prodotti correlati

Codice articolo: 970506

Descrizione: Colad Wall Bracket

Organizza la tua officina e utilizza il sostegno a muro Colad per appendervi lo spruzzino nebulizzatore e avere un'area funzionale per l'identificazione dei liquidi.

Dimensioni del sostegno a muro Colad L x P x A (cm): 38 x 16,6 x 1,70 cm.

Creato da:

EMM International BV

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands

www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00

www.colad.it